

# Produktdatablad

## Produktnavn Connecta, 3-vejshane, hvid med farvekodet prop, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20014277



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 394601                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 100 pakke                         |
| Colli                    | 5 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 30382903946014                    |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde | Højde   | Vægt   |
|---------|--------|---------|--------|
| 11.5 cm | 18 cm  | 28.5 cm | 0.6 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)