

Produktdatablad

Produktnavn human med, STS
infiltration cannula, engangs u.hul,
steril, L: 30 cm, Ø: 2,5 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20015721



Specifikationer

Ref.nummer	15001275
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	13 cm	46 cm	0.32 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk