

Produktdatablad

Produktnavn Human med Biofill
RAPID, Irri/aspiration cannula, steril,
engangs 4:hul, L 15 cm Ø 3.8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20015730



Specifikationer

Ref.nummer	15811255
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	14 cm	47 cm	0.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk