


Produktdatablad

Produktnavn human med, Biofill Cannula RAPID 4 suction hole, 3,8 mm/15 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20015755



Specifikationer

Ref.nummer	581125
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04260170881281
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	11 cm	62 cm	0.21 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk