

Produktdatablad

Produktnavn human med, Suction pipe til Lipocollector 3, flergangs, 700 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20015770



Specifikationer

Ref.nummer	670180
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Directive not validated for this part - please update to correct value
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	7 cm	49 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk