

# Produktdatablad

## Produktnavn human med, Suction pipe til Lipocollector 3, flergangs, 1000 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 20015771



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 670190                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | Ikke gældende                     |
| Oprindelsesland          | GERMANY                           |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 5 cm   | 9 cm   | 31 cm | 0.072 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)