


Produktdatablad

Produktnavn Baxter, adaptor rød LuerLock til sprøjter, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 30009623



Specifikationer

Ref.nummer	H93813901
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.18 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk