

Produktdatablad

Produktnavn Omron, CW manchet,
Wide Range, inkl. 2 Air Plugs,
armomkreds 22-42 cm

Mediq varenr.: 40004040

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	9956685-4
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04015672106963
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16.5 cm	10.5 cm	10 cm	0.306 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk