

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD
Synthetic, neopren OP handske,
brun, pudderfri, steril, str. 6,5

Mediq varenr.: 40004431

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3265-24
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557955002753
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22.5 cm	15 cm	29 cm	2.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk