

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD Synthetic, neopren OP handske, brun, pudderfri, steril, str 9

Mediq varenr.: 40004436

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3290-24
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557955002807
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22 cm	15.5 cm	29 cm	2 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk