

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, sutur, ufarvet, PS-3 Prime nål, 45 cm, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40004555



Specifikationer

Ref.nummer	W3204
Indhold/salgsenhed	12 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031080885
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	6 cm	14 cm	0.101 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk