

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Monocryl,**
sutur, ufarvet, 45 cm med P-3 nål,
steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40004651



Specifikationer

Ref.nummer	Y493H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031112784
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	12 cm	14 cm	0.25 kg