

Produktdatablad

Produktnavn Klinigrip Ideal, elastisk
idealbind, hvid, enkeltvis pakket i
folie, 10 cm x 5 m

Mediq varenr.: 40004840

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	132443
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	08715343004623
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10.5 cm	10.5 cm	26 cm	0.8 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk