

Produktdatablad

Produktnavn KAI, ringcurette, engangs, steril, 3 mm

Mediq varenr.: 40005664

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	MK403
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	14560146928475
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	JAPAN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	9 cm	20.5 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk