

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Rapid,**
sutur, ufarvet, 70 cm med SH-1 nål,
steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40005815



Specifikationer

Ref.nummer	V2180H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031106127
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.5 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk