


Produktdatablad

Produktnavn **Steriking, CombiWrap**
6, SMX-2+NWGL, 47 + 52 g/m2,
100 cm x 100 cm

Mediq varenr.: 40006333

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	CW6100
Indhold/salgsenhed	144 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263919540
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	33.5 cm	122 cm	8.92 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk