

Produktdatablad

Produkt navn Steriking, autoklaveposer u. fold, 220 mm x 440 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40007316



Specifikationer

Ref.nummer	S2244-3P
Indhold/salgsenhed	600 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263611000
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.5 cm	29 cm	52 cm	7.6 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk