

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,
autoklavepose til robot
instrumenter , inderpose,, 200 mm x
800 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40007969



Specifikationer

Ref.nummer	SdV10
Indhold/salgsenhed	400 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263665584
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
23 cm	26 cm	83 cm	10 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk