

# Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,  
autoklavepose til robot  
instrumenter, yderpose, 250 mm x  
900 mm**

Mediq varenr.: 40007973

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer               | SdV20          |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 400 pakke      |
| Colli                    | 1 Styk         |
| EAN nummer på salgsenhed | 06438263665713 |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | FINLAND        |
| Bemærkninger             |                |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt  |
|--------|--------|-------|-------|
| 28 cm  | 26 cm  | 93 cm | 16 kg |



*at the heart of healthcare*

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)