

Produktdatablad

Produktnavn **Sharpsafe**
genbrugsplast, kanylebeholder,
lommemodel, kanyleaftræk, grå/gul,
200 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40009513



Specifikationer

Ref.nummer	33011
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	3 cm	8 cm	0.054 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk