

Produktdatablad

Produktnavn Forlængerslange,
luer-lock/han-hun, PVC, mini, Ø
0,9x2,0mm, steril, 150 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40009702



Specifikationer

Ref.nummer	71.4020
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	PORTUGAL
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22 cm	26 cm	38.5 cm	1.53 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk