

Produktdatablad

Produktnavn HEINE ML4, LED Pandelampe m/ mPack og Plug-in Transf.

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40009750



Specifikationer

Ref.nummer	J-008.31.413
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755180318
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
37 cm	31 cm	45 cm	3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk