

Produktdatablad

Produktnavn HEINE ML4, LED Pandelampe m/ UNPUGGED Batt. og Transf.

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40009751



Specifikationer

Ref.nummer	J-008.31.415
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755180325
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
31 cm	27 cm	41 cm	1.8 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk