

Produktdatablad

Produktnavn Omron, Intelli Wrap manchet, armomkreds 22-42 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40009809



Specifikationer

Ref.nummer	HEM-FL31-E
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04015672109056
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	VIET NAM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	9 cm	16.5 cm	0.215 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk