


Produktdatablad

Produktnavn Combi-Lock, combi luer-lock hætte, hun/han, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40010015



Specifikationer

Ref.nummer	16.5280
Indhold/salgsenhed	240 pakke
Colli	16 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	19 cm	13 cm	0.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk