

Produktdatablad

Produktnavn Deha, lukkeprop, L/L, male, hvid, steril

Mediq varenr.: 40010044

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	16.3319
Indhold/salgsenhed	240 pakke
Colli	16 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	18.5 cm	13 cm	0.4 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk