

Produktdatablad

Produktnavn MPI, Levin Duodenalsonde, 125 cm, x-ray, steril, ch 16

Mediq varenr.: 40010633

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	153016
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25 cm	28 cm	46 cm	3.2 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk