

Produktdatablad

Produktnavn HEINE mini 3000, F.O. Otoskop 2,5V, LED, SORT, komplet

Mediq varenr.: 40010784

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-008.70.110
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755158638
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	9 cm	18 cm	0.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk