

Produktdatablad

Produktnavn Flexicare, iltbrille
pædiatr soft-tip buet DEHP-fri anti
kink, 210 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40010877



Specifikationer

Ref.nummer	032-10-103
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	15055788756078
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
34 cm	32 cm	49.5 cm	4.41 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk