

Produktdatablad

Produktnavn Omron, Air Plug B konnektor, blå (vinklet)

Mediq varenr.: 40010894

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3608644-5
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	FINLAND
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	2 cm	3 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk