

Produktdatablad

Produktnavn Omron, 6V adapter til M2, M3, M4, M6, M7

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40010966



Specifikationer

Ref.nummer	9546045-8
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
0 cm	0 cm	0 cm	0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk