

Produktdatablad

Produktnavn MPI, Mavesonde m/
2øjne, lukket spids, 80cm, steril, ch
30

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40011127



Specifikationer

Ref.nummer	165030
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.5 cm	28.3 cm	45.5 cm	2.763 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk