

Produktdatablad

Produktnavn Medicon, puskapsel, rustfri, 27,5 cm

Mediq varenr.: 40011264

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	47.20.27
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04046826050689
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	15 cm	27.5 cm	0.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk