

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 75 mm x 520 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40012390



Specifikationer

Ref.nummer	S22-3P
Indhold/salgsenhed	2400 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	33.5 cm	58.5 cm	12.4 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk