

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tyvek steriliseringspose u. fold, 205 mm x 380 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40012430



Specifikationer

Ref.nummer	LTS2038
Indhold/salgsenhed	1200 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263614155
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
20 cm	45 cm	45 cm	10 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk