

# Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, Std.  
sugesæt, konisk spids, ch12,  
220mm, tragt, st, 210 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40012482



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 1108.2100.83                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 50 pakke                                                        |
| Colli                    | 1 Styk                                                          |
| EAN nummer på salgsenhed | 05907746650085                                                  |
| Regulativ                | MDD (93/42)                                                     |
| Oprindelsesland          | POLAND                                                          |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                                                 |
| PVC Ja/Nej               | Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items) |
| Bemærkninger             |                                                                 |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
| 20 cm  | 40 cm  | 40 cm | 5 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)