


Produktdatablad

Produktnavn Extrudan,
insufflationssl, filter 10L/min, L/L,
ch. 25, st., 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40012494



Specifikationer

Ref.nummer	1700.3000.83
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	05907746651556
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
30 cm	40 cm	40 cm	3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk