

Produktdatablad

Produktnavn SECA, 216 højdemål til vægmontering 3,5-230 cm

Mediq varenr.: 40012995

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	2161814009
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04012030005883
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	25 cm	150 cm	3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk