

Produktdatablad

Produktnavn HEINE, Lysspyd for mini-c og mini3000 Pencillygte

Mediq varenr.: 40013109

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	D-000.73.105
Indhold/salgsenhed	6 pakke
EAN nummer på salgsenhed	04053755123988
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	3 cm	23.5 cm	0.1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk