


Produktdatablad

Produktnavn Baxter, Oplader t/IR fjernbetjening t/TS7500 inkl access

Mediq varenr.: 40013143

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1557243
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00887761974500
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	10 cm	20 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk