

Produktdatablad

Produktnavn Aquasonic clear, ultralydsgel, 250 ml

Mediq varenr.: 40013167

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	03-08
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	72 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
17 cm	5 cm	5 cm	0.288 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk