

Produktdatablad

Produktnavn Skintact, EKG elektrode FSR B4 til 4mm adapter

Mediq varenr.: 40013442

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	50543
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	19005531000480
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	19.5 cm	21 cm	0.06 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk