

Produktdatablad

Produktnavn Microlance 3, kanyle,
hvid, steril, 16G x 1 1/2in, 1,6 mm x
40 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40014650



Specifikationer

Ref.nummer	300637
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903006374
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	8 cm	11 cm	0.1 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk