

# Produktdatablad

## Produktnavn Vacutainer, glas, grøn, Li.hep., steril, 5/2 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40014854



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 368494         |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 100 pakke      |
| Colli                    | 10 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed | 30382903684947 |
| Regulativ                | IVDD (98/79)   |
| Oprindelsesland          | UNITED STATES  |
| Bemærkninger             |                |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt   |
|--------|--------|-------|--------|
| 9 cm   | 15 cm  | 17 cm | 0.6 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)