

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, glas, grøn, lithium-heparin, 7/6 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 40014858



Specifikationer

Ref.nummer	368886
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903688860
Regulativ	IVDD (98/79)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11 cm	17.5 cm	15 cm	0.7 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk