

Produktdatablad

Produktnavn Baxter, Kabelbetjening til TS7000dV

Mediq varenr.: 40015002

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1798326
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	15 cm	35 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk