

# Produktdatablad

## Produktnavn Baxter, Cable remote control TS7500

Mediq varenr.: 40015040

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 2003862                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | GERMANY                           |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde | Vægt   |
|--------|---------|-------|--------|
| 7 cm   | 15.5 cm | 35 cm | 0.6 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)