

Produktdatablad

Produktnavn Baxter, Kabelbetjening til PST 500 D m. display

Mediq varenr.: 40016575

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	2072217
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	15 cm	34 cm	0.9 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk