

Produktdatablad

Produktnavn human med, Q-graft centrifugation set, steril

Mediq varenr.: 40017527

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	300003
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04260170881618
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	41 cm	20.5 cm	3.6 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk