


Produktdatablad

Produktnavn MTN Hydro, slide lang Guide Wire 0.025in, lige tip, 4500 mm

Mediq varenr.: 40018033

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	MTN-BM-63/45-A
Indhold/salgsenhed	2 pakke
Colli	25 Styk
EAN nummer på salgsenhed	16902284502014
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	36 cm	30.5 cm	0.321 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk